

SHERADUPLICA

ISTRUZIONI D'USO

Indicazione

SHERADUPLICA è un silicone addizionale per laboratori odontotecnici. E' indicato per mascherine, morsi di controllo, modelli per protesi da riparare e per l'isolamento denti-gesso nelle muffole.

Utilizzo

1. Con gli appositi misuri prelevare la quantità richiesta dei due componenti.
2. Dosare la pasta base ed il catalizzatore in pasta SHERADUPLICA nel rapporto 1:1. Miscelare fino ad ottenere una miscela omogenea (per 30 secondi ca.).

ATTENZIONE:

Dopo l'uso, richiudere immediatamente i barattoli. I coperchi ed i misurini non devono assolutamente essere scambiati.

Rispettare assolutamente il rapporto di miscelazione per ottenere i tempi di presa corretti. Aumentando la quantità del catalizzatore non si ottiene una maggiore velocità di presa.

Se la pasta base ed il catalizzatore in pasta prima della miscelazione vengono a contatto con le mani, si riduce il tempo di presa del materiale miscelato. Consigliamo quindi di indossare guanti in vinile oppure di lavarsi bene le mani, per rimuovere completamente eventuali residui di talco.

Dati tecnici (tempi a partire dall'inizio miscelazione a 23° C)

Tempo di miscelazione	30 secondi
Tempo di lavorazione	2 minuti
Tempo di presa	4 minuti
Durezza Shore A (dopo 24 ore)	85
Precisione di riproduzione (my)	< 1,5
Variazione dimensionale lineare (%) dopo 24 ore	< 0,05
Deformazione sotto pressione(%)	< 1
Memoria elastica (%)	> 99,5
Resistenza al calore (°C)	superiore a 200

Garanzia

La Ditta **SHERA** è certificata ISO 9001. L'elaborato sistema di controllo della qualità garantisce la perfetta qualità dei prodotti. Le istruzioni d'uso si basano sui valori indicativi elaborati nel laboratorio tecnico SHERA e possono essere garantiti solo se l'utilizzatore segue esattamente le istruzioni riportate. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.