

SHERASON 925

ISTRUZIONI D'USO

Detergente liquido per ultrasuoni.

Detergente universale concentrato con effetto disinfettante per studio e laboratorio odontotecnico.

Non attacca le vasche metalliche !

Un prodotto di primissima qualità dalla ricerca dentale SHERA. Diluibile con acqua in rapporto 1:12, biodegradabile.

CONTIENE: combinazione di tensidi. 1 Lt.

N.B.: SHERA garantisce la qualità dei materiali di sua produzione.

Queste istruzioni d'uso si basano su esperienze proprie del laboratorio tecnico SHERA. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. art. 702050