

SHERASON 929

ISTRUZIONI D'USO

SOLVENTE CONCENTRATO PER ALGINATI

Pulisce cucchiari per impronta, ciotole di miscelazione e strumenti

Si può utilizzare con o senza ultrasuoni - Non corrode i metalli - Assolutamente non nocivo -

DOSAGGIO: 1 lt di acqua : 100/200 ml di SHERASON 929

Riscaldare il liquido per aumentare l'efficacia del prodotto.

N.B.: **SHERA** garantisce la qualità dei materiali di sua produzione.

Queste istruzioni d'uso si basano su esperienze proprie del laboratorio tecnico SHERA. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. art. 702090