

SHERATEC

ISTRUZIONI D'USO

Isolante a base alginica senza silicone e formaldeide

Per l'isolamento di quasi tutti i materiali odontotecnici:

- gesso-gesso
- gesso-resina
- resina-polietero
- gesso-cera
- resina-resina
- viene assorbito totalmente dal gesso, crea uno strato sottilissimo
- privo di formaldeide e silicone

Utilizzo: applicare sul modello in gesso con un pennello in modo uniforme.

Perfetta azione isolante.

Non nuoce alla salute!

Contiene: alginati , umettanti.

N.B.: **SHERA** garantisce la qualità dei materiali di sua produzione.

Queste istruzioni d'uso si basano su esperienze proprie del laboratorio tecnico SHERA. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. art. 701066