



V-Print c&b temp



Indikationen / Indications

Langzeitprovisorien wie Kronen, Brücken und Mock-ups / Long-term temporaries like crowns, bridges and mock-ups

| Druckerhersteller / manufacturer | 3D-Druck / 3D printing | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO ¹ | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 | Gentle | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| W2P ¹ | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 | Gentle | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| ASIGA | MAX UV PRO 4K | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 50 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DMG | 3Delite 3Demax | 50 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 50 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 50 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 50 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Microlay | Versus | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| MiiCraft | Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Ackuretta | SOL | Fine | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Ackuretta | SOL Plus | Standard | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | E128 E230 | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

¹ nur mit PowerVat / only with PowerVat



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental



V-Print SG

Indikationen / Indications
Dentale Bohrschablonen / Dental drilling templates



| 3D-Druck / 3D printing | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 x 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print SG | RS Cure / RS Cure US | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| W2P | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 x 5 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print SG | RS Cure / RS Cure US | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| ASIGA | MAX UV PRO 4K | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 x 10 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print SG | RS Cure / RS Cure US | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print SG |
| | | | | RS Wash | V-Print SG | RS Cure / RS Cure US | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| DMG | 3Delite 3Demax | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | 3Decure | V-Print SG |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print SG | 3Decure | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | SHERAprint-cure | V-Print SG |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print SG | SHERAprint-cure | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | P cure / P cure US | V-Print SG |
| | | | | P wash | V-Print SG | P cure / P cure US | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | D cure | V-Print SG |
| | | | | D wash | V-Print SG | D cure | V-Print SG |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style



| 3D-Druck / 3D printing | | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Microloy | Versus EVE Pro | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Ackuretta | SOL | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print SG |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print SG |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print SG |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Ackuretta | SOLPlus | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print SG |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print SG |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| MiiCraft | Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | EvoDent S300 E128 E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental



THE DENTALISTS



V-Print splint



Indikationen / Indications

Therapeutische Schienen / Therapeutic splints

Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics

Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)

| Druckerhersteller / manufacturer | 3D-Druck / 3D printing | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | RS Wash | V-Print splint | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint |
| W2P | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | RS Wash | V-Print splint | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint |
| ASIGA | MAX UV PRO 4K | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | RS Wash | V-Print splint | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Imprimo Cure | 1 x 10 min. |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint |
| | | | | RS Wash | V-Print splint | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| DMG | 3Delite 3Demax | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | Imprimo Cure | 1 x 10 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print splint | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | 3Decure | V-Print splint |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print splint | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | P wash | V-Print splint | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | P cure / P cure US | V-Print splint |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | D wash | V-Print splint | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | D cure | V-Print splint |
| Microloy | Versus EVE Pro | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. | | |

x = Nicht anwendbar / not applicable

*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style



| 3D-Druck / 3D printing | | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Ackuretta | SOL | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint |
| Ackuretta | SOLPlus | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| MiiCraft | Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| UNIZ Technology | SLASH 2 PLUS NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | E128 E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental



V-Print splint comfort



Indikationen / Indications

Therapeutische Schienen / Therapeutic splints
 Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics
 Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)
 Gaumenplatten / Palatal plates

| 3D-Druck / 3D printing | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program | | |
| VOCO ¹ | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² | | |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. | | |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | |
| | | | | RS Wash | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint comfort | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | | | | | | | |
| W2P ¹ | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² | | |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. | | |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | |
| | | | | RS Wash | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint comfort | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | | | | | | | |
| ASIGA | MAX UV PRO 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² | | |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. | | |
| | | | | | | Imprimo Cure | 20 min. ² | | |
| | | | | RS Wash | V-Print splint comfort | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint comfort | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| Imprimo Cure | 20 min. ² | | | | | | | | |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² | | |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. | | |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print splint comfort | | |
| | | | | RS Wash | V-Print splint comfort | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | | | Imprimo Cure | 20 min. ² |
| DMG | 3Delite 3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. | | |
| | | | | | | 3Decure | V-Print splint comfort | | |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print splint comfort | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | | | Imprimo Cure | 20 min. ² |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. | | |
| | | | | | | SHERAprint-cure | V-Print splint comfort | | |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print splint comfort | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | | | Imprimo Cure | 20 min. ² |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. | | |
| | | | | | | P cure / P cure US | V-Print splint comfort | | |
| | | | | P wash | V-Print splint comfort | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | | | Imprimo Cure | 20 min. ² |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. | | |
| | | | | | | D cure | V-Print splint comfort | | |
| | | | | D wash | V-Print splint comfort | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | Next Dent LC Box | 1 × 25 min. |
| | | | | | | | | Imprimo Cure | 20 min. ² |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

¹ nur mit PowerVat / only with PowerVat ² Schutzgas empfohlen / N₂ recommended



| 3D-Druck / 3D printing | | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| MicroRay | Versus EVE Pro | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| Ackuretta | SOL | Standard | x | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint comfort |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint comfort |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint comfort |
| Ackuretta | SOLPlus | Standard | x | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 x 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | Ackuretta Curie Plus | V-Print splint comfort |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| MiiCraft | Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 x 15 min. (without heating) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 x 15 min. (without heating) |
| UNIZ Technology | SLASH 2 PLUS NBEE | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| UnionTech | EvoDent S300 E128 E230 | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 5 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes ² |

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

² Schutzgas empfohlen / N₂ recommended

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VOCO

THE DENTALISTS



V-Print model 2.0



Indikationen / Indications

Dentale Arbeits- und Präsentationsmodelle / Dental working and presentation models

| 3D-Druck / 3D printing | | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO ¹ | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | RS Wash | V-Print model 2.0 | RS Cure / RS Cure US | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| W2P ¹ | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | RS Wash | V-Print model 2.0 | RS Cure / RS Cure US | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| ASIGA | MAX UV PRO 4K | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | RS Wash | V-Print model 2.0 | RS Cure / RS Cure US | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | RS Wash | V-Print model 2.0 | RS Cure / RS Cure US | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DMG | 3Delite 3Demax | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print model 2.0 | 3Decure | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print model 2.0 | SHERAprint-cure | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | P wash | V-Print model 2.0 | P cure / P cure US | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | D wash | V-Print model 2.0 | D cure | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Microloy | Versus EVE Pro | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| MiiCraft | Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

¹ Nur mit PowerVat / only with PowerVat



| 3D-Druck / 3D printing | | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Ackuretta | SOL | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print model 2.0 |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print model 2.0 |
| Ackuretta | SOLPlus | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print model 2.0 |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print model 2.0 |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| UnionTech | EvoDent S300 E128 E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental



V-Print IBT



Indikationen / Indications

Orthodontische Transferschienen für die Bracketplatzierung / Orthodontic transfer splints for bracket placement

| Druckerhersteller / manufacturer | 3D-Druck / 3D printing | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO ¹ | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min | Hilite power 3D | 2 × 5 min |
| W2P ¹ | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min | Hilite power 3D | 2 × 5 min |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | RS Wash | V-Print IBT | RS Cure / RS Cure US | V-Print IBT |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| DMG | 3Delite 3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print IBT | 3Decure | V-Print IBT |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print IBT | SHERAprint-cure | V-Print IBT |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | P wash | V-Print IBT | P cure / P cure US | V-Print IBT |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | D wash | V-Print IBT | D cure | V-Print IBT |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes ² |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

¹ nur mit PowerVat / only with PowerVat ² Schutzgas empfohlen / N₂ recommended



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental



V-Print tray



Indikationen / Indications

Individuelle Abform- und Funktionslöffel / Individual impression and function trays¹
 Basen für Bisschablonen und Wachsauflagen in der Totalprothetik / Bases for bite templates and wax assemblies for full dentures²
 Bissregistratur / Occlusal registrations²

| Druckerhersteller / manufacturer | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|
| | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program | | |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 ² / 200 ¹ | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes | | |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | |
| | | | | RS Wash | V-Print tray | RS Cure / RS Cure US | V-Print tray | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | | | | | | | |
| W2P | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 ² / 200 ¹ | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes | | |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | |
| | | | | | | Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | |
| | | | | RS Wash | V-Print tray | RS Cure / RS Cure US | V-Print tray | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | | | | | | | |
| ASIGA | MAX UV PRO 4K | 100 ² / 200 ¹ | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes | | |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 15 min. | | |
| | | | | RS Wash | V-Print tray | RS Cure / RS Cure US | V-Print tray | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Imprimo Cure | 1 × 15 min. | | | | | | | | |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes | | |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print tray | | |
| | | | | RS Wash | V-Print tray | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 15 min. |
| DMG | 3Delite 3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | |
| | | | | | | 3Decure | V-Print tray | | |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print tray | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 15 min. |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | |
| | | | | | | SHERAprint-cure | V-Print tray | | |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print tray | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 15 min. |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | |
| | | | | | | P cure / P cure US | V-Print tray | | |
| | | | | P wash | V-Print tray | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 15 min. |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | |
| | | | | | | D cure | V-Print tray | | |
| | | | | D wash | V-Print tray | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes | | |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 15 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style



| 3D-Druck / 3D printing | | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Microloy | Versus EVE Pro | 100 ² / 150 ¹ | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Ackuretta | SOL | Standard ^{1,2} | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print tray |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print tray |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print tray |
| MiiCraft | Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y | 150 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | E128 E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VOCO

THE DENTALISTS



V-Print Try-In



Indikationen / Indications

Einprobekörper für die Total- und Teilprothetik / Try-ins for full and partial dentures
 Transfer- und Einschleifschablonen / Transfer and grinding templates
 Korrekturabformung und Bissnahme / Correction and occlusal impressions

| Druckerhersteller / manufacturer | 3D-Druck / 3D printing | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print Try-In | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | | | | | |
| W2P | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print Try-In | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | | | | | |
| ASIGA | MAX UV PRO 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print Try-In | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print Try-In |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Imprimo Cure | 1 × 10 min. | | | | | | |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print Try-In | RS Cure / RS Cure US | V-Print Try-In |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| DMG | 3Delite 3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print Try-In | 3Decure | V-Print Try-In |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | | | | | |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print Try-In | SHERAprint-cure | V-Print Try-In |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | | | | | |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | P wash | V-Print Try-In | P cure / P cure US | V-Print Try-In |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | | | | | |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | D wash | V-Print Try-In | D cure | V-Print Try-In |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | | | | | | |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style



| 3D-Druck / 3D printing | | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Microloy | Versus EVE Pro | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| Ackuretta | SOL | Standard | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print Try-In |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print Try-In |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 × 5 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print Try-In |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| MiiCraft | Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. |
| UnionTech | E128 E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VOCO

THE DENTALISTS



V-Print dentbase



Indikationen / Indications

Herausnehmbare Prothesenbasen / Removable denture bases

| 3D-Druck / 3D printing | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print dentbase | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | | | | | |
| W2P | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print dentbase | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | | | | | |
| ASIGA | MAX UV PRO 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print dentbase | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Imprimo Cure | 1 × 10 min. | | | | | | |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print dentbase | RS Cure / RS Cure US | V-Print dentbase |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| DMG | 3Delite 3Demax | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print dentbase | 3Decure | V-Print dentbase |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print dentbase | SHERAprint-cure | V-Print dentbase |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | P wash | V-Print dentbase | P cure / P cure US | V-Print dentbase |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | D wash | V-Print dentbase | D cure | V-Print dentbase |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 10 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable

*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style



| 3D-Druck / 3D printing | | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Microloy | Versus EVE Pro | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | | Next Dent LC Box |
| | | | | Ackuretta | SOL | Standard | × |
| Next Dent LC Box | 1 × 30 min. | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) | | | | |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 3 min. / 3 min. | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| | | | | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Ackuretta | SOLPlus | Standard | × | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| MiiCraft | Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y | 100 | × | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Ackuretta Curie | 1 × 7 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print dentbase |
| | | | | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | × | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| UNIZ Technology | SLASH 2 PLUS NBEE | 100 | × | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | FabCure 2 | 1 × 15 min. (without heating) |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| UnionTech | EvoDent S300 E128 E230 | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | × | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. |

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental



THE DENTALISTS



V-Print DT¹

Indikationen / Indications
Prothesenzähne / Denture teeth



| Drucker-hersteller / manufacturer | 3D-Druck / 3D printing | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO ² | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 | Gentle | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| W2P ² | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 | Gentle | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| ASIGA | MAX UV PRO 4K | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| DMG | 3Delite 3Demax | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| Microloy | Versus | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| Ackuretta | SOL | Fine | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 50 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| UnionTech | E128 E230 | 100 | x | – | Pinselreinigung / cleaning with brush | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

¹ Zurzeit nur in den USA und Kanada erhältlich / Currently only available in USA and Canada ² nur mit PowerVat / only with PowerVat



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental



V-Print cast



Indikationen / Indications

Herstellung rückstandslos verbrennbarer Objekte für Gießprozesse und Presskeramik /

Production of objects which can be burned out without leaving any residues for casting processes and press ceramics

| 3D-Druck / 3D printing | | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| VOCO | SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print cast | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | | | | | |
| W2P | SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD | 100 | Normal SE | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print cast | Hilite power 3D | 2 × 5 min. |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Hilite power 3D | 2 × 5 min. | | | | | | |
| ASIGA | MAX UV PRO 4K | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print cast | Imprimo Cure | 1 × 20 min. |
| | | | | | | RS Cure / RS Cure US | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| Imprimo Cure | 1 × 20 min. | | | | | | |
| Rapid Shape | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 50 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | RS Wash | V-Print cast | RS Cure / RS Cure US | V-Print cast |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 20 min. |
| DMG | 3Delite 3Demax | 50 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | DMG 3Dewash | V-Print cast | 3Decure | V-Print cast |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 20 min. |
| Shera | SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+ | 50 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | SHERAprint-wash | V-Print cast | SHERAprint-cure | V-Print cast |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 20 min. |
| Straumann | P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+ | 50 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | P wash | V-Print cast | P cure / P cure US | V-Print cast |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 20 min. |
| Dentalwings | D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+ | 50 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | D wash | V-Print cast | D cure | V-Print cast |
| | | | | | | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 × 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | Next Dent LC Box | 1 × 30 min. |
| | | | | | | Imprimo Cure | 1 × 20 min. |

x = Nicht anwendbar / not applicable

*empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style



| 3D-Druck / 3D printing | | | | Reinigung / Washing | | Nachbelichtung / Postcuring | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Druckerhersteller / manufacturer | Gerät / Device | Schicht / Layer* [µm] | Build Style* | Gerät / Device | Programm / Program | Gerät / Device | Programm / Program |
| Ackuretta | SOL | Finest | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 x 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print cast |
| | | | | CLEANI (Finishing Kit) | 5 min. / 5 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 x 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print cast |
| | | | | Cleaner MEDIFIVE (Model: Twin Tornado) | 5 min. / 5 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 x 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print cast |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | | | Ackuretta Curie | 1 x 9 min. (P = 13 / D = 8 / B = on) |
| | | | | | | Ackuretta Curie Plus | V-Print cast |
| Microlay | Versus EVE Pro | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| MiiCraft | Prime 150Y Ultra 125Y / 150Y Hyper 125Y Profession 250Y | 50 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | Next Dent LC Box | 1 x 30 min. |
| Shining 3D | AccuFab-L4D | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 x 15 min. (without heating) |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | | | FabCure 2 | 1 x 15 min. (without heating) |
| UNIZ Technology | NBEE | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| UnionTech | E128 E230 | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| DENTAL MAKERS | LightBuilder 4K | 100 | x | Ultraschall / Ultra sonic | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |
| | | | | Rührbad / stirring bath | 3 min. / 2 min. | OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray) | 2 x 2000 flashes |

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

VOCO

THE DENTALISTS