

Istruzioni per l'uso

KERAMIK FLUID

Materiale refrattario fluido, da utilizzare per un sicuro posizionamento degli elementi in presso ceramica sul porta lavori.

La consistenza morbida del materiale permette un semplice posizionamento degli elementi, inoltre, stabilizza l'elemento pressato durante la cottura.

KERAMIK FLUID deve essere iniettato all'interno della corona prima della cottura. Durante la cottura il materiale si indurisce stabilizzando quindi l'oggetto.

Può essere tolto facilmente con uno strumento dopo la cottura.

Modalità d'uso:

- iniettare la pasta
- posizionare attentamente l'elemento sul porta lavori
- dopo la cottura dell'elemento, togliere attentamente con uno strumento il materiale

Importante:

In caso di utilizzo di ceramica LF evitare assolutamente il contatto tra ceramica e KERAMIK FLUID.

Stoccaggio :

Tenere chiuso in luogo fresco e asciutto.

Cod. art. 990200